

New Eversoft Antisséptico Instantâneo Gel Hidratante

ALCOOL
70%

New Eversoft

Antisséptico
Instantâneo
gel hidratante



MATA OS GERMES COMPLEMENTANDO A LIMPEZA ROTINEIRA DAS MÃOS

1- PRODUTO

Antisséptico Instantâneo para as mãos, de base alcoólica New Eversoft
Embalagens: caixas com: 6 refis de 1.200 ml; 12 frascos de 300 ml; 24 frascos de 60 ml ou 60 frascos de 15 ml.

2- DESCRIÇÃO

New Eversoft Gel Hidratante é um gel alcoólico (álcool etílico 70%) que promove a antissépsia instantânea das mãos, sem a necessidade de enxágue. Foi desenvolvido para o setor institucional, especialmente onde o uso constante do produto faz parte da rotina diária, tais como áreas de assistência à saúde e manipulação de alimentos. Seus agentes hidratantes protegem a pele de irritações, mesmo com o uso frequente.

3- APLICAÇÃO

Recomendado para realizar antisepsia das mãos, eliminando germes e evitando as contaminações cruzadas em áreas institucionais e locais onde é necessário o uso frequente e repetido do produto, tais como: hospitais, clínicas, consultórios, escritórios, laboratórios de análises clínicas e biológicas, clínicas veterinárias, restaurantes, refeitórios, cozinhas profissionais e demais locais onde a assepsia das mãos é fundamental.

4 - BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS

Ação microbicida: New Eversoft Gel Hidratante possui efeito biocida contra um amplo espectro de bactérias gram-positivas, gram-negativas e vírus, mostrando-se eficiente no controle da proliferação dos germes e, consequentemente, melhorando as condições de higiene e auxiliando no controle das infecções cruzadas em ambientes onde é necessária atenção na assepsia das mãos.

Promove antisepsia da pele instantaneamente, sem a necessidade do uso de água.

New Eversoft Gel Hidratante evapora-se em segundos e não deixa as mãos pegajosas ou oleosas.

New Eversoft Gel Hidratante contém agente umectante que preserva a umidade natural da pele, impedindo as condições de pele ressecada ou áspera.

Por ser formulado com álcool de maior pureza, apresenta menor odor e níveis de irritação bem inferiores a outros produtos do mercado.

5 - MODO DE USAR - Protocolo ANVISA.

Aplicar uma dose do produto nas mãos limpas e secas, fricção as palmas das mãos entre si, fricção a palma direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa. Fricção a palma das mãos entre si com os dedos entrelaçados. Fricção o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa. Fricção o polegar esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando-se de movimento circular e vice-versa. Fricção as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo um movimento circular e vice-versa. Quando estiverem secas, suas mãos estão seguras. Deve ser utilizado como complemento da limpeza rotineira das mãos, evitando as contaminações cruzadas.

6 - RENDIMENTO DO REFIL DE 1200 ml

New Eversoft Antisséptico Instantâneo Gel Hidratante, Refil de 1200 ml, quando utilizado com seu exclusivo dispensador, libera 1 ml por acionamento, o que proporciona cerca de 1200 antisepsias.

7- MANUSEIO E ESTOCAGEM

Em caso de contato acidental com os olhos, NÃO ESFREGUE. Lave-os com água em abundância. Se as condições se agravarem ou a irritação persistir, consulte um médico. Se ingerido, não provocar vômito. Consultar o Centro de intoxicações ou Serviço de Saúde (11 5011.5111) mais próximo. Mantenha Fora do alcance de crianças e animais domésticos. Manter a embalagem sempre bem fechada. Produto inflamável, deve ser armazenado em local ventilado e com temperatura inferior a 43°C. Afaste o produto de fontes de ignição. Não reutilizar a embalagem vazia.

8 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto gel
Cor incolor
Odor característico de álcool
pH 6,5 a 7,5
Viscosidade 5.000 a 8.000 cPs (spindle 4-20 rpm)

9 - COMPOSIÇÃO

alcohol 70%, propylene glycol, isopropyl alcohol, carbomer, aminomethyl propanol, Peg 75 lanolin, denatonium benzoate, methylchlorisothiazolinone, methylisothiazolinone, aqua.

10 - APRESENTAÇÃO

Caixas com: 6 refis de 1.200 ml; 12 frascos de 300 ml;
24 frascos de 60 ml ou 60 frascos de 15 ml.

11 - DOCUMENTAÇÃO

Produto Registrado ANVISA/MS: 22725.0018
Autorização de Funcionamento ANVISA/MS: 2.02725-5
Ficha de Segurança - MSDS (Material Safety Data Sheet) Disponível.